

Dokumentansvarlig:	Figenschou, Mona Helene	DokumentID:	D11628
Godkjent av:	Bjørn Wembstad	Dokumenttype:	Prosedyre
Gyldig fra dato:	15.07.2025	Neste rev. dato:	20.06.2026
		Versjonsnummer:	2.02

Finnmarksykehuset HF
Kirkenes sykehus/Medisinsk biokjemi og blodbank, Kirkenes/ Enhet medisinsk biokjemi og blodbank, Kirkenes/DS0330 Blodbank/DS0346
Transfusjon av blod og blodprodukter

1.0 RUTINENS HENSIKT:

Illustrasjon av tilkobling av transfusjonssett.

2.0 OMFANG:

Gjelder alle som utfører transfusjon.

3.0 GRUNNLAGSINFORMASJON:

Kopi av PR17100 ved Nordlandssykehuset HF/Immunologi og transfusjonsmedisin etter avtale med Grethe Brobakk.

4.0 ARBEIDSBESKRIVELSE:



1. Legg blodposen på flatt underlag. Steng rulleklemma. Åpne plastflikene på blodposen og stikk spissen forsiktig inn i poseåpningen. Hold settet opp og åpne rulleklemma. Klem på posen slik at blodet fyller filteret og halvparten av dråpekammeret.



2. Steng rulleklemma og heng opp blodposen.



3. Åpne rulleklemma og la blodet renne kontrollert helt med til enden av slangen. La det kommer et par bloddråper ut, og steng så rulleklemma. Det er nå klart til å koble transfusjonssettet til pasientens venekanyle.

Versjonsmerknad

Konvertert til "ekte" KVIKK-dokument

Interne referanser

Eksterne referanser

Vedlegg